
外観寸法図



H	-	糕

 			
型 式	ROBO CLEAN-400		
処理可能バイアル	標準バイアル(20mℓ) 及び ミニバイアル(6mℓ)(パレット別)		
最大処理能力	ワンバッチ 400本(パレット8ヶ)		
装置本体寸法(※)	$1500(W) \times 725(D) \times 1800(H)$		
重量	約320kg		
電源	AC200V 三相 30A		
パレット	標準バイアル(20ml)またはミニバイアル(6ml) 50本収納 寸法=440(W)×250(D)×70(H)		
	1パレット 5×10列 1チャージ50×8段=400本 標準バイアル用パレット、ミニバイアル用パレット同時装着可		
内蔵タンク	廃液回収タンク 200 バイアル瓶キャップ回収用タンク 200 洗浄液用タンク 200 (オプション・2次回収用)		
ユーティリティー	エアー圧力=0.5MPa~0.7MPa 換気量=1.0m ³ /min(換気口 φ 100) 洗浄水・給水(水道)=20ℓ/h接続口15Aソケット 洗浄液・排水(RI)=20ℓ/h接続口20Aソケット		
オプション	コンプレッサー 別置き(設置場所に圧搾空気があれば不要) 0.75kW ドライヤー付アルコール洗浄 仕様、水・アルコールW洗浄 仕様		

[※]寸法公差±10mm(排気管は含まれません。) ※仕様は、予告なく変更する場合があります。

[※]電源コネクターが左側に7cmほど出ます。設置の際は左右の壁から10cmほど間隔をあけて下さい。